

D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com

Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

# Betriebsanleitung **KERN App Formulation -**Rezepturfunktion

# **KERN SET-021**

Version 1.0 2020-06 D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen



# **KERN App Formulation** Version 1.0 2020-06

# Betriebsanleitung **SET-021**

# Inhaltsverzeichnis

1	Wägefunktion Formulation - Rezeptierfunktion	3
1.1	Neue Rezeptur hinzufügen	
1.2	Komponenten einer Rezeptur hinzufügen	
1.3	Rezeptieren / Dosieren	

## 1 Wägefunktion Formulation - Rezeptierfunktion



Beim Rezeptieren werden verschiedene Einzelkomponenten zu einer Mischung zusammen geführt. Dabei können sowohl die Gewichte der einzelnen Komponenten, als auch das Gewicht der Mischung getrennt erfasst werden.

### 1.1 Neue Rezeptur hinzufügen

Im Menü FUNKTIONEN auf Button "Rezeptur" klicken: Es erscheint eine Liste der vorhandenen Formeln.Falls noch keine Rezepturen angelegt wurden, wie folgend beschrieben vorgehen:

Auf Button "Neue Rezeptur hinzufügen" klicken. Der Bildschirm zur Eingabe der Daten des Rezepts/der Formel erscheint. (Hier zunächst der obere Bereich) Felder entsprechend ausfüllen. Im Feld "Berechtigung zur Veränderung" Berechtigungsgrad auswählen, welche die Berechtigungsstufe das Rezept ändern darf.




Im Feld "Formelgruppe" die Gruppe anlegen, zu der das Rezept gehören soll



danach auf HINZUFÜGEN klicken.

In der Zeile "Formelgruppe" auf klicken:

Die neue Gruppe ist angelegt und kann dem Rezept zugewiesen werden, mit Klick auf den Pfeil



Die Buttons "Feste Reihenfolge" und "Erlaube Pause" nach Wusch anklicken. Danach durch Klick auf das Feld mit dem Fragezeichen zur Eingabe der ersten Komponente wechseln:




#### 1.2 Komponenten einer Rezeptur hinzufügen

Zunächst erfolgt die Eingabe der Komponentengruppe: Felder ausfüllen:



danach auf HINZUFÜGEN klicken.

In der Zeile "Komponentengruppe" auf klicken. Die neue Komponentengruppe erscheint nun in der Übersicht und kann mit Klick auf dem Rezept zugewiesen werden.




Die Komponentengruppe erscheint nun in der entsprechenden Zeile. Nun noch das Zielgewicht der Komponente eingeben, sowie oberer und untere Grenzwert in %.

Wählen für
Nur in dieser

Zum Schluß Komponente mit dem Feld im Rezept speichern. Außerdem kann die Komponente auch im Stammdatenspeicher hinterlegt werden.






Hier weiter, wenn auf

geklickt wurde:

Auf Button HINZUFÜGEN klicken:


Man befindet sich wieder in der Übersicht dieser Rezeptur, mit der ersten Komponente:



Durch Klick auf "Neue Komponente hinzufügen" erscheint die Eingabe zur zweiten Komponente. Felder wie oben beschrieben ausfüllen:




und auf HINZUFÜGEN klicken. Man gelangt wieder zum Rezept, dem die zweite Komponente hinzugefügt wurde:



Durch Klick auf "Neue Komponente hinzufügen" jede weitere Komponente diesem Rezept hinzufügen.


Wurden alle Komponenten hinzugefügt, auf FORTSETZEN klicken.

Man gelangt zur Liste der Rezepte:



#### 1.3 Rezeptieren / Dosieren

Rezeptfeld, das verwendet werden soll anklicken:



Man gelangt zur Übersicht dieses Rezepts, bei dem nun das Zielgewicht eingegeben werden muss. Außerdem können durch Klick auf BEARBEITEN alle Einträge eingesehen und bei Bedarf geändert werden.





Sind alle Angaben korrekt eingetragen, kann die Rezeptur durch Klick auf gestartet werden.


Die erste Komponente wird mit einem kleinen Pfeil und einem orangen Feld angezeigt. Durch Anklicken einer anderen Komponenten, kann auch die Reihenfolge geändert werden.

Außerdem wird des Feld mit dem Zielgewicht angezeigt und die Felder mit der unteren und oberen Toleranz:



Erste Komponente vorsichtig eindosieren, bis ein Signalton ertönt und das Feld "Zielgewicht" in der Mitte grün angezeigt wird. Die erste Komponente wurde somit korrekt eindosiert:

Erste Komponente vorsichtig eindosiert:



Mit dem blauen Button rechts speichern und fortfahren. Automatisch wechselt die Anzeige nun zur Dosierung der uweiten Komponente. Sie ist nun mit dem

kleinen Pfeil versehen und orange hinterlegt:

Erste Komponente entfernen und zweite Komponente vorsichtig eindosieren, bis ein Signalton ertönt und das Zielgewicht grün hinterlegt ist.



Mit dem blauen Button rechts

speichern und fortfahren.

Wenn alle Komponenten eindosiert wurden, nach der letzten Komponente auf



klicken und man gelangt zum Ergebnis dieser Rezeptur:



Im Menü "Zusatzinfo und Drucken" können dem Wägeergebnis weitere Angaben, wie z.B. Kundenname oder Kostenstelle hinzugefügt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit alle Daten und Statistiken auszudrucken, bzw. ein Etikettendruck zu erstellen:

