

# **KERN**

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tfn: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## **Manual de instalación Kit de apoyacabezas – reposapiés**

### **KERN MBC-A05**

Versión 1.0  
04/2014  
E



**MBC-A05-IA-s-1410**



# **KERN MBC-A05**

Versión 1.0 04/2014

## **Manual de instalación**

### **Kit de apoyacabezas – reposapiés**

---

---

#### Índice

<b>1</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Elementos entregados .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Descripción .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Montaje .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Limpieza/desinfección.....</b>	<b>4</b>

---

## 1 Datos técnicos

---

<b>KERN</b>	<b>MBC-A05</b>
Dimensiones montado [mm]	600x280x128
Peso neto [kg]	350

---

## 2 Elementos entregados

---

- 1 plato con apoyacabezas – reposapiés
- Manual de instalación

---

## 3 Descripción

---

El apoyacabezas y el reposapiés KERN MBCA05 forman protecciones laterales de la balanza para proporcionar una mayor seguridad al bebé.

---

## 4 Montaje

---

	<p>Fijar el kit de apoyacabezas – reposapiés a la balanza, ver la imagen.</p>
	<p>Kit apoyacabezas – reposapiés instalado.</p>

---

## 5 Limpieza/desinfección

---

El plato de la balanza y su carcasa han de limpiarse únicamente con detergentes de uso doméstico o desinfectantes accesibles en comercios del ramo. Respetar las recomendaciones del fabricante.

No usar productos de pulido o productos abrasivos de carácter agresivo, tales como el alcohol puro, gasolina o similares, ya que pueden degradar la calidad de la superficie.

Con el fin de evitar contaminación cruzada (micosis, ...) el platillo de la balanza ha de ser sistemáticamente limpiado. Recomendación: tras cada pesaje que pudiera causar una contaminación casual (p. ej. mediante un contacto directo con la piel).



No vaporizar el aparato con el desinfectante.

Prestar atención a que el desinfectante no penetre dentro de la balanza.

Recomendamos aplicar el desinfectar mediante un trapo húmedo

Las contaminaciones tienen que ser suprimidas inmediatamente.