

Balanza de baño de diseño KERN MGD

HOME CARE



Un aspecto elegante combinado con un plato de pesaje de vidrio plano y estable para poder acceder de forma fácil y la máxima seguridad

### Características

- Diseño elegante
- Firme plato de pesaje de vidrio
- MGD-L: plato de pesaje especialmente grande para contar con una base segura y cómoda
- Higiénica y fácil de limpiar
- El diseño plano alivia la subida en la balanza
- Amplio rango de pesaje
- Gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura
- Manejo simple: solo hay que tocarla ligeramente – colocarse – leer los valores
- Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía
- Es posible cambiar la unidad de kg a libras
- 1 Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
- 2 Entrega en cartón de diseño
- **Nota:** Los modelos se suministran únicamente en conjuntos de cinco. Es decir, el precio indicado en la tabla se refiere al suministro de cinco unidades. No se suministran individualmente.

### Datos técnicos

#### MGD 100K-1

- Pantalla LCD, altura de dígitos 40 mm
- Pilas incluidas, 2×CR2032, duración de servicio aprox. 100 h

#### MGD 200K1L

- Pantalla LCD, altura de dígitos 50 mm
- Pilas incluidas, 3×1,5 V AAA, duración de servicio aprox. 100 h

### Accesorios

- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales, por eso son muy adecuados para la desinfección de productos médicos sensibles al alcohol. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01

ESTÁNDAR



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Plato de pesaje mm	Peso neto kg	
<b>KERN</b>					
<b>MGD 100K-1S05</b>	180	0,1	300×300×19	1,5	
<b>MGD 200K-1LS05</b>	250	0,1	380×330×27	2	

## Pictograma

	<b>Programa de ajuste CAL:</b> Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa		<b>Función Hold (Programa de pesaje para animales):</b> En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un promedio		<b>Microscopio binocular:</b> Para examinar con los dos ojos
	<b>Memoria:</b> Espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de pesaje, datos del artículo, PLU etc.		<b>ZERO:</b> poner el display a "0"		<b>Microscopio trinocular:</b> Para examinar con los dos ojos y opción adicional de conexión de una cámara
	<b>Interfaz de datos RS-232:</b> Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red		<b>Protección antipolvo y salpicaduras IPxx:</b> En el pictograma se indica el tipo de protección, cf. DIN EN 60529:2000-09, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013		<b>Condensador de Abbe:</b> Con una elevada apertura numérica, para formación de haces de rayos de luz y enfoque de rayos de luz
	<b>Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales):</b> Para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc.		<b>Pesajes inferiores:</b> Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza		<b>Iluminación halógena:</b> Para una imagen especialmente luminosa y de gran contraste
	<b>Estadística:</b> el aparato calcula, a partir de los valores de medición almacenados, los datos estadísticos como el valor medio, la desviación estándar etc.		<b>Alimentación con baterías:</b> Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato		<b>Iluminación LED:</b> Fuentes de luz fría, larga duración y ahorro de energía
	<b>Software para el ordenador:</b> para traspasar los valores de medición del aparato a un ordenador		<b>Alimentación con acumulador interno:</b> Juego de acumulador recargable		<b>Iluminación fluorescente para microscopios de luz reflejada:</b> Con lámpara de vapor de alta presión de 100 W y filtro
	<b>Protocolo GLP/ISO:</b> Con fecha y hora. Solo con impresoras KERN		<b>Fuente de alimentación de enchufe universal:</b> con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH; B) UE, CH, GB, USA		<b>Iluminación fluorescente para microscopios de luz reflejada:</b> Con iluminación LED de 3 W y filtro
	<b>KERN Communication Protocol (KCP):</b> el protocolo de comunicación de KERN es un conjunto de comandos de interfaz estandarizados para las balanzas de KERN y otros instrumentos que permite activar y controlar todos los parámetros relevantes del aparato. Gracias a este protocolo, los dispositivos de KERN con KCP se pueden integrar con facilidad en ordenadores, controladores industriales y otros sistemas digitales		<b>Fuente de alimentación de enchufe:</b> 230 V/50Hz. De serie estándar en UE. Por pedido especial también estándar para otros países		<b>Unidad de contraste de fases:</b> Para un contraste más intenso
	<b>Cuentapiezas:</b> Número de referencia seleccionable. Comutación de la indicación de unidad a peso		<b>Principio de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento</b> Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación elástico		<b>Unidad de polarización:</b> Para la polarización de la luz
	<b>Nivel de suma A:</b> Los valores de peso de mercancías de pesaje similar se pueden ir sumando e se puede imprimir dicha suma		<b>Función Peak-Hold:</b> registro del valor máximo dentro de un proceso de medición		<b>Sistema al infinito:</b> Sistema óptico corregido sin fin
	<b>Unidades de pesaje:</b> Intercambiable, p. ejemplo: unidades no métricas. Véase el modelo de balanza		<b>Push y Pull:</b> el instrumento de medición puede registrar fuerzas de tracción y de compresión		<b>Compensación de temperatura automática (ATC):</b> Para mediciones de entre 10 °C y 30 °C
	<b>Pesaje con rango de tolerancia:</b> (checkweighing) El valor límite superior e inferior son programables, por ej. en la clasificación y división en porciones. La operación va acompañada de una señal acústica u óptica, ver el modelo correspondiente		<b>Medición de longitud:</b> Escala integrada en el ocular		<b>Homologación:</b> En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles
	<b>Función Hold (retención):</b> en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio		<b>Cabezal de microscopio giratorio 360 °</b>		<b>Envío de paquetes:</b> En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días
	<b>Microscopio monocular:</b> Para examinar con un solo ojo				<b>Envío de paletas:</b> En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

Nuestro distribuidor especializado