

KERN[®]

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Montageanleitung Fuß-, Kopfanschlag

KERN MBC-A05

Version 1.0

04/2014

D



MBC-A05-IA-d-1410



KERN MBC-A05

Version 1.0 04/2014

Montageanleitung Fuß-, Kopfanschlag

Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten	3
2	Lieferumfang	3
3	Beschreibung	3
4	Montage	4
5	Reinigen/Desinfizieren	4

1 Technische Daten

KERN	MBC-A05
Abmessungen (mm) komplett montiert	600 x 280 x 128
Nettogewicht (g)	350


2 Lieferumfang

- 1 Wägeplatte mit Fuß- und Kopfanschlag
- Montageanleitung

3 Beschreibung

Der KERN MBC-A05 Fuß-, Kopfanschlag begrenzt die Wägeplatte seitlich und erhöht somit die Sicherheit Ihres Babys.

4 Montage

	<p>Zur Montage Fuß-, Kopfanschlag lt. Abbildung auf der Waage fixieren.</p>
	<p>Fuß-, Kopfanschlag montiert.</p>

5 Reinigen/Desinfizieren

Wägeschale und Gehäuse nur mit einem Haushaltsreiniger oder handelsüblichem Desinfektionsmittel reinigen. Bitte die Hinweise des Herstellers beachten. Keine scheuernden oder scharfen Reiniger wie Spiritus, Benzin oder Ähnliches verwenden, da diese die hochwertige Oberfläche beschädigen könnte.

Zur Vermeidung von Kreuzkontamination (Pilzerkrankung,...) muss die Wägeplatte regelmäßig gereinigt werden. Empfehlung: Nach jeder Wiegung welche eine potentielle Kontamination nach sich ziehen könnte (z.B. bei Wiegungen mit direktem Hautkontakt).



Gerät nicht mit Desinfektionsmittel besprühen.

Darauf achten, dass kein Desinfektionsmittel in das Innere der Waage dringt.

Wir empfehlen Wischdesinfektion.

Verunreinigungen sofort entfernen.